

FICHA TÉCNICA:

## SOLQUAT HDA

Desinfectante superficies

Registro HA: 20-20-07024-HA

**Desinfectante General de superficies en la Industria Alimentaria y zonas de manipulación de alimentos.**

**Uso personal profesional.**

### Aplicaciones:

**Desinfección de superficies de la industria alimentaria: Suelos, paredes, mesas de trabajo, maquinaria, cámaras frigoríficas, vehículos de transporte, contenedores de residuos, etc.**

### Propiedades:

**Bactericida, Levuricida y Virucida.**

**Efectivo frente a *Listeria monocytogenes* y *Salmonella sp.***

**Contiene amonios cuaternarios:**

**4,5 % Cloruro didecildimetil amonio (DDMA)**

**Efecto remanente.**



### Dosificación y sistemática de empleo:

**Diluir el producto del 1 al 3 % en función de la cantidad y tipo de tipo de contaminación a eliminar.**

**(Ver cuadro en página posterior).**

**Previamente hacer una limpieza y desengrase a fondo. Aplicar la solución de desinfectante escogida con la ayuda de pulverizador, mopa, esponja, bayeta, etc. Dejar actuar entre 5 y 15 minutos (plazo de seguridad). aclarar con agua y dejar secar.**

**No hace falta aclarar aquellas superficies que no están en contacto con el alimento.**

**La solución de desinfectante debe prepararse, como mínimo, diariamente. Desechar la solución sobrante.**

### Características:

<b>Aspecto 20 °C:</b>	<b>líquido incoloro</b>
<b>Densidad, g/ml:</b>	<b>1,020 ± 0,020</b>
<b>pH:</b>	<b>12,5 ± 0,5</b>
<b>pH 1%:</b>	<b>10,5</b>
<b>Cloruro DDMA:</b>	<b>4,5 %</b>
<b>Caducidad:</b>	<b>2 años</b>




COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

Viladomat 321, 5ª - 08029 BARCELONA

Tel. 93 495 25 00

[www.massohigiene.com](http://www.massohigiene.com)

[sqbarna@cqmasso.com](mailto:sqbarna@cqmasso.com)



## SOLQUAT HDA

**PRODUCTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL**

### Eficacia Desinfectante Bactericida, Levuricida y Virucida

**Análisis de acuerdo a las Normas Europeas (EN)**

#### **Bactericida Norma EN 1276**

**Frente** *P. aeruginosa, S. aureus, E. coli, E. hirae*  
Dilución: 3 %. T. contacto: 5 min

#### **Bactericida Norma EN 13697 (superficies)**

**Frente** *P. aeruginosa, S. aureus, E. coli, E. hirae*  
*Listeria Monocytogenes, Salmonella Enterica*  
Dilución: 3 %. T. contacto: 5 min

#### **Levuricida Norma EN 1650**

**Frente** *C. albicans*  
Dilución: 2,5 %. T. contacto: 15 min

#### **Levuricida Norma EN 13697 (superficies)**

**Frente** *C. albicans*  
Dilución: 2 %. T. contacto: 15 min.

#### **Virucida Norma EN 14476**

**Virus Envueltos**  
**Frente** *Virus Influenza A (H1N1), Vacciniavirus Ankara*  
Dilución: 1 %. T. contacto: 5 min.

**Las Normas Europeas de eficacia son los métodos de laboratorio para analizar la efectividad de los desinfectantes químicos. Se realizan sobre unos determinados microorganismos, que se consideran representativos de todos los que tengan las mismas o similares características.**

#### **Advertencias:**



**H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.**

**H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos**

**En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica:  
915 620 420**

**No mezclar con otros productos químicos.  
Aplicar por personal profesional.**

#### **Presentación:**

**Caja con 4 garrafas de 5 litros**

**Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto. El Tensioactivo contenido en este producto cumple con el criterio de Biodegradabilidad estipulado en el Reglamento CE nº 648/2004.**



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.  
Viladomat 321, 5ª - 08029 BARCELONA  
Tel. 93 495 25 00

[www.massohigiene.com](http://www.massohigiene.com)  
[sqbarna@cqmasso.com](mailto:sqbarna@cqmasso.com)